

2CLEAN

Laveur IBC & Pièces de contact



iwt[®]
TECNIPLAST company
PHARMA

2CLEAN

Laveur IBC & Pièces de contact



DOUBLEZ LES AVANTAGES !

PROCESS DE NETTOYAGE DES IBCs

- ▶ Tête télescopique hydrocinétique cGMP pour atteindre toutes les surfaces internes des bacs
 - ▶ Couverture de la valve inférieure via une boule de pulvérisation dédiée dans le sol
- FULL cGMP DESIGN, FEATURING:**

- ▶ Contrôle hydrodynamique variable, haute pression de lavage et débit d'eau pour répondre à chaque besoin de charge
- ▶ Système de séchage filtré HEPA pour le bac, les pièces, la chambre et la tuyauterie

PROCESS DE NETTOYAGE DES PIÈCES DE CONTACT

- ▶ Connexion automatique à verrouillage rapide
- ▶ Conception et fabrication entièrement en interne de racks personnalisés

MINIMAL BUILDING & OPERATIONAL IMPACT:

- ▶ Seulement 250mm d'exigences de puisard
- ▶ Accès frontal total pour la maintenance

2CLEAN MODEL	STANDARD	XL
Chamber Dimensions [mm - inch]	1450 x 1350	
Chamber Height [mm - inch]	2000	2400
Unit Dimensions [mm - inch]	3000 x 1600	
Unit total volume [m ³ – ft ³]	3000	3650
Ratio	250	

pour en savoir plus :

contact@tecnoplast.fr | www.iwtpharma.fr

CAT MKTBRC000129S - Rev Nov 2022

IWT reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.