

NEW 300 EVO

Laveur cGMP flexible pour
les pièces de contact



iwt[®]
TECNIPLAST company
PHARMA

NEW!

300 EVO

Laveur cGMP flexible pour les pièces de contact

Conçu pour nettoyer les pièces en contact avec le produit des sites de fabrication solides, semi-solides, liquides et aseptiques, des machines à comprimés aux lignes de remplissage stériles

Conception modulaire conforme aux normes de l'industrie pour permettre des projets d'exécution rapides

► **Porte coulissante en verre automatique** pour s'adapter à tous les flux opérationnels. Convient pour l'installation d'un double joint bioseal.

► **Plusieurs configurations disponibles**

► **Contrôle hydrodynamique variable, haute pression de lavage et débit d'eau adapté** aux besoins de charge

► **Jusqu'à 30 programmes de lavage entièrement personnalisables**, du pré-lavage au séchage et au refroidissement

► **Configuration PanelIPC pour la connectivité à distance et l'intégration INDUSTRIE 4.0** ; système d'automatisation de pointe GAMP5 pour garantir une traçabilité et un stockage complets des données

► **Pièces en contact avec le produit entièrement en AISI316L** (1.4404), rugosité < 0,5 µm conforme ASME-BPE

► **Plusieurs systèmes d'arrivée d'eau et de dosage de produits chimiques** ; fonction de rinçage en un seul passage via un réservoir dédié

► **Système de séchage filtré HEPA**

► **Conception et fabrication entièrement en interne de paniers personnalisés** connectés via un système breveté de verrouillage rapide automatique

► **Ensemble complet de solutions de manutention** pour manœuvrer, stockage et chargement/déchargement

► **Pompe de process articulée pour une maintenance aisée**

300 EVO MODEL	100	140	200
Chamber Nominal Volume [m ³]	> 1.0	> 1.4	> 2.0
Footprint [m ²]	~ 2.8	~ 3.6	~ 4.9
Unit height [m]	2.7		

Three different sizes (1000, 1400, 2000 liters - 265, 370, 530 gal) to maximize and optimize cleaning batches



pour en savoir plus :

contact@tecnoplast.fr | www.iwtpharma.fr

CAT MKTBCR000131M - Rev Nov 2022

IWT reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.