

# M-LINE

Laveur mobile Haute-Pression



**iwt**<sup>®</sup>  
a TECNIPLAST company  
PHARMA

# M-LINE


Laveur mobile haute-pressure

M-LINE	
Footprint [mm]	755 x 1440
Height [mm]	1250
Weight [kg]	300
Pressure [bar]	70
Waterflow [l/min]	40

## AVANTAGES EXCLUSIFS !

- ▶ Le système de lavage idéal pour les pièces en contact avec le produit de tout IBC pharmaceutique, fût, cuve de préparation et conteneurs vrac en général
- ▶ Convient à une large gamme d'applications (CIP et COP)
- ▶ Design innovant pour améliorer l'ergonomie grâce à un poids réduit
- ▶ Fabriqué en AISI316L, cGMP et conforme à la FDA
- ▶ Jusqu'à 70 bars (pour une excellente action mécanique de l'eau et des cycles rapides)
- ▶ Débit d'eau de seulement 40 l/min (9 gal/min) pour une consommation d'eau et de produits chimiques réduite

CONSULTEZ LES POSTCARDS CAS D'APPLICATION M-LINE POUR EN SAVOIR PLUS !



pour en savoir plus :

[contact@tecniplast.fr](mailto:contact@tecniplast.fr) | [www.iwtpharma.fr](http://www.iwtpharma.fr)

CAT MKTBRC000120J - Rev Nov 2022

IWT reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.