



NETTOYAGE DE MELANGEUR


M-LINE application

imvt[®]
a **TECNIPLAST** company
PHARMA

NETTOYAGE DE MELANGEUR

Si vous devez ...

- ▶ Nettoyer automatiquement des mélangeurs de grande taille
- ▶ Réduire les temps d'arrêt de l'équipement en augmentant la productivité
- ▶ Mettre en œuvre un processus de nettoyage entièrement validé, plus rapide et rentable
- ▶ Augmenter la sécurité des opérateurs



IWT a la solution de nettoyage parfaite pour vous : M-LINE, LAVEUR MOBILE HAUTE-PRESSION

- ▶ Connexion de plusieurs lances hydrocinétiques pour une couverture totale du volume interne
- ▶ Pression d'eau de 70Bar pour un effet de grattage impressionnant sur les surfaces
- ▶ 7 min de temps de cycle total
- ▶ Faible consommation d'eau : seulement 40l/min
- ▶ - 82 % d'eau, - 90 % de temps par rapport au processus de nettoyage manuel précédent

pour en savoir plus :

contact@tecniplast.fr | www.iwtpharma.fr