



REPLISSAGE

FORMES LIQUIDES

200EVO application

iwat[®]
TECNIPLAST company
PHARMA

REPLISSAGE

FORMES LIQUIDES

Devez-vous nettoyer des pièces de ligne de remplissage aseptique comme :

Pompes doseuses | Aiguilles de remplissage | Flexibles de raccordement et raccords | Bouchon | Trémies et autres accessoires



IWT a la solution de nettoyage parfaite :

NETTOYEUR DE PIÈCES DE CONTACT cGMP 200EVO

- ▶ Paniers de chargement personnalisés avec nettoyage « ponctuel » pour assurer une parfaite couverture de la charge
- ▶ Orifices de pulvérisation dédiés pour rincer les aiguilles de remplissage et les tuyaux de raccordement
- ▶ Rinçage final WFI direct pour fournir le plus haut niveau d'hygiène
- ▶ Surveillance de la conductivité et du TOC en ligne du rinçage final pour une assurance qualité de nettoyage élevée
- ▶ Installation de séchage parfaite avec air filtré HEPA pour garantir l'absence de résidus d'eau empêchant toute croissance microbienne
- ▶ Rapport de lot papier et électronique (conforme au 21CFR Part11) pour garantir une traçabilité et un stockage complets des données

pour en savoir plus :

contact@tecniplast.fr | www.iwtpharma.fr