



RINÇAGE EN UN SEUL PASSAGE

200EVO application

imv
a TECNIPLAST company
PHARMA

RINÇAGE EN UN SEUL PASSAGE

Avez-vous besoin d'un pré lavage pour éliminer les résidus de votre charge ? Avez-vous un faible débit d'eau ? Avez-vous besoin d'un rinçage final GMP en un seul passage (sans recirculation) ?

IWT peut vous fournir ...

UN SYSTÈME D'EAU TAMPON ET BOOSTER DE QUALITÉ PHARMA

- ▶ Capacité variable selon vos besoins
- ▶ Pompe sanitaire à vitesse variable
- ▶ Réglez la quantité d'eau dont vous avez besoin pour chaque phase du cycle
- ▶ Pression et température de l'eau réglables
- ▶ Entièrement vidangeable, avec phase de séchage dédiée
- ▶ Cycle d'auto-désinfection

L'équipement peut être utilisé comme :

- Réservoir tampon pour raccourcir la phase du cycle
- Pré lavage en un seul passage
- Rinçage final GMP en un seul passage

Double configuration:

- ON-BOARD, pour minimiser l'encombrement de la machine
- AUTONOME, sur le côté



pour en savoir plus :

contact@tecniplast.fr | www.iwtpharma.fr